

AUTOCLAVES – STERILVAC

Autoclave vertical STERILVAC 100, digital con control automático por microprocesador

Características principales

- Capacidad 100 litros
- Pantalla digital LCD retroiluminada
- Interior en acero inoxidable AISI 304 incluye 2 cestas
- Manómetro medidor de la presión
- Rango de temperatura: ambiente +5°C... +132°C
- Precisión: ± 0,5°C
- Modos de esterilización: sólidos y líquidos
- Temporizador: hasta 60 minutos
- Con 4 ruedas para facilitar su movilidad
- Registro de datos (fecha ciclo, temperatura, presión y tiempo) en los modelos 47R, 60R y 80R
- Disponible IQ/OQ (opcional)
- Certificado PED (opcional)
- Voltaje: 230V/50-60Hz



Seguridad

Cesto de rejilla (2 incluidos)

Cesto inoxidable con fondo perforado (opcional)

- Sistema de seguridad electrónico que únicamente permite iniciar el ciclo de esterilización con el equipo completamente cerrado
- Sistema de seguridad por sobretensión, sobrepresión
- Sistema de seguridad por cortocircuito
- Sistema de seguridad que impide la apertura de la puerta por encima de 80°C
- Indicador de error en la esterilización en caso de fallo de corriente o alarma de temperatura.

AUTOCLAVES – STERILVAC

Especificaciones Técnicas

DATOS TÉCNICOS	STERILVAC 47	STERILVAC 60	STERILVAC 80	STERILVAC 100
Capacidad	47 Litros	60 Litros	80 Litros	100 Litros
Rango de temperatura y precisión	Temperatura ambiente +5°C hasta 132°C, ±0,5°C a 121°C			
Rango de presión - Manómetro	118 Pa a 121°C / 196 Pa a 132 – 3 Pa			
Modo de esterilización	Sólido o líquido			
Puerta y sistema de cierre	Tapa deslizante con palanca y sistema electrónico de seguridad			
Dimensiones del cesto	270Øx240mm	320Øx240mm	370Øx240mm	420Øx240mm
Dimensiones internas	300Øx670mm	350Øx650mm	400Øx650mm	450Øx630mm
Dimensiones Externas	700 x 470 x 1080 mm		810 x 580 x 1.140 mm	
Dimensiones transporte	840 x 610 x 1252 mm		950 x 730 x 1.352 mm	
Potencia	2 kW	3kW	2x2 kW	2x3 kW
Requerimientos eléctricos	230V, 50/60Hz Monofásico (SETERILVAC 807100 trifásicas bajo demanda)			



OFERTA
7.500 €

IVA no incluido